

La découverte du laboratoire noir et blanc argentique

La magie du laboratoire argentique : voir apparaître l'image de votre photo dans les bains sous lumières rouges inactiniques et repartir avec un tirage papier.

Objectifs / contenu

Démonstration et essai :

- Régler l'agrandisseur – bande test – analyse
Trouver la bonne densité, interpréter
Choisir son contraste.

Un support pédagogique vous sera remis à la fin de la formation.

Informations pratiques

Durée : 1 séance de 2h

Effectif : 4 participants max

Lieu : caméléon photographie, 51 avenue Jean Jaurès

Matériel requis

- Négatifs noir & blanc déjà développés
- Papier photographique 13 x 18 cm multigrade RC (fourni par moi-même)
- Vêtements usagers ne craignant les taches

